

LAB FLASH 2026

Alles, was Sie für Ihr Labor
benötigen – jetzt noch einfacher.

Entdecken Sie eine Auswahl an
Geräten, Verbrauchsmaterialien
und Reagenzien zu attraktiven
Sonderpreisen. Angebot gültig bis:

30/09/2026.



VORTEXMISCHER, MIT DREHZAHLKONTROLLE, V05

Elektronische Drehzahlregulierung zwischen 0 und 2500 min⁻¹.
Zwei Betriebsmodi: Dauerbetrieb oder Kurzzeitbetrieb durch
Druck auf das Kopfteil. Verschiedene Anwendungen dank der
unterschiedlichen, austauschbaren Aufsätze

PREIS **129,00€**



DISPENSER, EASY 20K

129,00 €



MINIZENTRIFUGE, MC7000

119,00 €



VERSCHLUSSFOLIE, PARAFILM M

Verschlussfolie auf Basis von Polyolefinen und Paraffinwachs. Arbeitstemperatur: -45 °C bis +50 °C (Schmelzpunkt: +60 °C). Beständig gegen gängige in Laboren verwendete Salzlösungen, Säuren und anorganische Basen sowie einige organische Lösungsmittel (Methanol, Ethanol und Isopropanol). Nicht beständig gegen Diethylether, Chloroform, Tetrachlormethan, Benzol oder Toluol.

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel	Aktionspreis
PRFL-001-001	Rolle 38 m x 10 cm	1	29,00 €
Im „Vorteilspack“			
PRFL-001-012	Rolle 38 m x 10 cm	12	336,00 €



MAGNETRÜHRER, MIT HEIZUNG, BIS 340 °C, H20, 20 L

Keramik-Heizplatte. Regulierbarer Drehzahlbereich zwischen 0 und 1500 min⁻¹. Regulierbare Temperatur bis 340 °C auf der Heizplatte. Separater Sicherheitskreislauf, die Heizfunktion schaltet sich automatisch ab, wenn die Temperatur 350 °C übersteigt. Rührmenge: 20 L. Heizleistung: 530 W. Motor mit elektronischer Drehzahlkontrolle, konstante Drehzahl auch bei Laständerung. Erhöhte magnetische Haftung, die ein mögliches Verrutschen des Magnetrührstabs verhindert. Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Für Becher mit Ø 135 mm und Magnetstäbe mit einer Länge von 30 mm bis 80 mm. Ein Magnetrührstab inbegriffen. Außenmaße (L x B x H): 280 x 160 x 85 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 Jahre.

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel	Aktionspreis
STIH-020-001	Heizrührer, LBX H20, 20 L	1	249,00 €



VORTEXMISCHER, MIT DREHZAHLKONTROLLE, V05

Elektronische Drehzahlregulierung zwischen 0 und 2500 min⁻¹. Zwei Betriebsmodi: Dauerbetrieb oder Kurzzeitbetrieb durch Druck auf das Kopfteil. Verschiedene Anwendungen dank der unterschiedlichen, austauschbaren Aufsätze (optional). Standardaufsatz für Röhrchen mit Ø < 30 mm, VORX-003-001, im Gerät inbegriffen. Optional: Adapter und rutschfeste Plattformen für Röhrchen (benötigt Universalaufsatz VORX-A04-001, nicht inbegriffen). Außenmaße (H x Ø x W): 130 x 160 x 127 mm. Hohe Stabilität dank der Saugfüße am Boden, die verhindern, dass sich der Vortexmischer bewegt. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 Jahre.

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel	Aktionspreis
VORX-005-001	Vortexmischer, LBX V05	1	129,00 €



MINIZENTRIFUGE, MC7000

Ideal für schnelle Zentrifugationen und Mikrofiltrationstechniken. Deckel verfügbar in zwei Farben: grün und blau. Festgelegte Drehzahl: 7000 min⁻¹ (2680xg). Das Gerät wird mit zwei Rotoren geliefert: für 8 x 1,5/2 ml Röhrchen und zwei Streifen mit 8 x 0,2 ml Röhrchen. Geräuschpegel: ≤45 dB. Der Zentrifugiervorgang startet oder stoppt durch Öffnen und Schließen des Deckels. 200-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre.


Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel	Aktionspreis
MCEN-00B-001	Minizentrifuge LBX MC7000, blauer Deckel	1	119,00 €
MCEN-00G-001	Minizentrifuge LBX MC7000, grüner Deckel	1	119,00 €

MEMBRANFILTER AUS CELLULOSENITRAT, STERIL

BRANCHIA

Weiße Cellulosenitrat-Membranen mit schwarzem Gitternetz für mikrobiologische Anwendungen. Steril, einzeln verpackt.

Artikelnummer	Ø (mm)	Porengröße (µm)	Stückzahl pro Artikel	Aktionspreis
MCNE-447-100	47	0,45	100	29,00 €
MCNE-247-100	47	0,20	100	29,00 €
MCNE-450-100	50	0,45	100	29,00 €
MCNE-250-100	50	0,20	100	29,00 €




GLASFASERMIKROFILTER, GRAD GFFC (1,2 µm)

BRANCHIA
by PRAT DUMAS

Aus 100 % Borosilikat-Glasmikrofasern ohne Bindemittel. Schnelle Filtration mit hoher Retention von feinen Partikeln. Standardfilter zur Bestimmung von Schwebeteilchen (MES) in Trinkwasser oder Abwasser gemäß europäischer (EN 872) und amerikanischer (Standard Methods 2540D) Richtlinien. Kann bei hohen Temperaturen verwendet werden. Grammatur 55 g/m², Porengröße 1,2 µm und Dicke 270 µm. Erhältlich als Rundfilter. Äquivalenz: Whatman GF/C, Macherey Nagel GF-3, Millipore AP40, S and S GF52.

Artikelnummer	Ø (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel	Aktionspreis
GFFC-047-100	47	Rundefilter	100	19,90 €
GFFC-090-100	90	Rundefilter	100	44,90 €



MIKROLITERPIPETTE, VARIABLES VOLUMEN, EASY 40 Elite

EASY

Die Mikroliterpipetten der Serie EASY 40 Elite bieten hervorragende Leistungen für ein exzellentes Pipettierergebnis. Leichtes und ergonomisches Design. Einfach zu lesendes Display mit großen Zeichen und kleinen Inkrementen. Intuitive, einhändige Handhabung. Die Mikroliterpipetten der Serie „Elite“ werden mit neuen und innovativen Materialien hergestellt. Einfache Kalibrierung und Pflege. Jede Mikroliterpipette wird individuell justiert gemäß EN-ISO 8655, trägt eine Seriennummergravur und wird mit Qualitätskontrollzertifikat. Garantie 2 Jahre.



Artikelnummer	Volumen	Steigerung	Genauigkeit	Präzision	Stückzahl pro Artikel	Aktionspreis
EASD-E02-001	0,1 - 2,5 µl	0,05 µl	±12,0% - 2,5%	±6,0% - 2,0%	1	49,00 €
EASD-E10-001	0,5 - 10 µl	0,1 µl	±2,5% - 1,0%	±1,5% - 0,8%	1	49,00 €
EASD-E20-001	2 - 20 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,9%	±2,0% - 0,4%	1	49,00 €
EASD-E50-001	5 - 50 µl	0,5 µl	±2,0% - 0,6%	±2,0% - 0,3%	1	49,00 €
EASD-10E-001	10 - 100 µl	1,0 µl	±3,0% - 0,8%	±1,5% - 0,15%	1	49,00 €
EASD-20E-001	20 - 200 µl	1,0 µl	±3,0% - 0,6%	±1,0% - 0,15%	1	49,00 €
EASD-1KE-001	100 - 1000 µl	5,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,7% - 0,2%	1	49,00 €
EASD-5KE-001	500 - 5000 µl	50,0 µl	±0,7% - 0,5%	±0,3% - 0,15%	1	49,00 €



GRYNIA**ZELLKULTURPLATTEN, STERIL**

Aus reinem kristallinem Polystyrol, USP Klasse VI, hergestellt in einem Reinraum der Klasse 100.000. Behandelte Oberfläche. Wachstumsvolumen und -oberfläche einheitlich in allen Vertiefungen. Glatter Boden ohne Rillen zur Maximierung der Wachstumsnutzfläche. Vertiefungen mit alphanumerischer Nummerierung für eine einfache Identifizierung. Sterilisiert durch Betastrahlen und geprüft DNase-, RNase- und pyrogenfrei. Deckel inbegriffen. Verpackt in Einzelbeuteln. Kostenloses Sterilisierungszertifikat auf unserer Website verfügbar.



Artikelnummer	Vertiefungen	Arbeitsvolumen (ml)	Wachstumsfläche (cm ²)	Boden	Stückzahl pro Artikel	Aktionspreis
CCPP-006-100	6	1,90-2,90	9,60	flach	100	119,00 €
CCPP-012-100	12	0,76-1,14	3,85	flach	100	129,00 €
CCPP-024-100	24	0,38-0,57	1,93	flach	100	129,00 €
CCPP-048-100	48	0,19-0,29	0,83	flach	100	129,00 €
CCPP-096-100	96	0,075-0,20	0,33	flach	100	119,00 €
CCPP-U96-100	96	0,075-0,20	0,58	in U-Form	100	139,00 €

LBG**PROBENFLÄSCHCHEN AUS GLAS, TRANSPARENT**

Mit weißem Schraubverschluss aus PP und EPE-Dichtung (inbegriffen).



Artikelnummer	Nominalvolumen	Maximalvolumen	Ø Öffnung inn. (mm)	Ø Öffnung Auß. (mm)	Ø (mm)	h (mm)	Stückzahl pro Artikel	Aktionspreis
SVSN-C04-306	3,5 ± 0,5 ml	3,85 ± 0,5 ml	11,3 ± 0,2	12,6 ± 0,25	16	35	306	33,00 €
SVSN-C06-306	5 ± 0,5 ml	5,5 ± 0,5 ml	11,3 ± 0,2	12,6 ± 0,25	16	45	306	33,00 €
SVSN-C10-195	8 ± 0,5 ml	9,5 ± 0,5 ml	17 ± 0,5	18,85 ± 0,25	22	45	195	25,00 €
SVSN-C13-195	11 ± 1,0 ml	12,5 ± 1,0 ml	17 ± 0,5	18,85 ± 0,25	24	45	195	27,00 €
SVSN-C19-195	16 ± 1,0 ml	17,5 ± 1,0 ml	17 ± 0,5	18,85 ± 0,25	24	60	195	33,00 €
SVSN-C26-121	22 ± 0,5 ml	24,5 ± 0,5 ml	21,5 ± 0,25	23,65 ± 0,25	30	55	121	36,00 €
Im „Vorteilspack“								
SVSN-C04-1K2	3,5 ± 0,5 ml	3,85 ± 0,5 ml	11,3 ± 0,2	12,6 ± 0,25	16	35	4 x 306	105,00 €
SVSN-C06-1K2	5 ± 0,5 ml	5,5 ± 0,5 ml	12,6 ± 0,25	12,6 ± 0,25	16	45	4 x 306	105,00 €
SVSN-C10-780	8 ± 0,5 ml	9,5 ± 0,5 ml	17 ± 0,5	18,85 ± 0,25	22	45	4 x 195	80,00 €
SVSN-C13-780	11 ± 1,0 ml	12,5 ± 1,0 ml	17 ± 0,5	18,85 ± 0,25	24	45	4 x 195	87,00 €
SVSN-C19-780	16 ± 1,0 ml	17,5 ± 1,0 ml	17 ± 0,5	18,85 ± 0,25	24	60	4 x 195	105,00 €
SVSN-C26-484	22 ± 0,5 ml	24,5 ± 0,5 ml	21,5 ± 0,25	23,65 ± 0,25	30	55	4 x 121	116,00 €

EASY**DISPENSER, EASY 20K**

Hohe chemische Beständigkeit. Aus PTFE, Borosilikat 3.3, Polypropylen und FEP. Hohe Reproduzierbarkeit der Dispensierungen. Das Instrument kann direkt auf GL45-Gewinde montiert werden; für andere Flaschen können die mitgelieferten Adapter für die gängigsten Gewindetypen von Laborgefäßen verwendet werden. Einfache Reinigung und Pflege. Dieses Instrument dosiert Flüssigkeiten unter folgenden Arbeitsbedingungen: Temperaturbereich zwischen 15 und 40 °C (sowohl für das Gerät als auch die Flüssigkeit), Dampfdruck bis 500 mbar, Dichte bis 2,2 g/cm³ und Viskosität bis 500 mm²/s. Flasche nicht inbegriffen. Autoklavierbar. Garantie 2 Jahre. Jeder Dispenser wird individuell justiert gemäß EN-ISO 8655. Elke dispenser is individueel gekalibreerd conform EN-ISO 8655. Eine vollständige Tabelle über chemische Kompatibilitäten finden Sie auf unserer Website.



Artikelnummer	Volumen	Steigerung	Genauigkeit	Präzision	Adapter	Stückzahl pro Artikel	Aktionspreis
EAS2-K05-001	0,5 - 5 ml	0,10 ml	± 0,025 ml	0,005 ml	GL 25, 28, 32, 38, S40	1	129,00 €
EAS2-K10-001	1 - 10 ml	0,20 ml	± 0,05 ml	0,010 ml	GL 25, 28, 32, 38, S40	1	129,00 €
EAS2-K25-001	2,5 - 25 ml	0,50 ml	± 0,125 ml	0,025 ml	GL 32, 38, S40	1	169,00 €
EAS2-K50-001	5 - 50 ml	1,00 ml	± 0,250 ml	0,050 ml	GL 32, 38, S40	1	169,00 €

PRÄZISIONSWAAGE, YPB

Anwendungen: Kontrollwägung, Stückzählung. LCD-Display. Gehäuse aus robustem Plastik und große Wägeplatte aus Edelstahl. Höhenverstellbare Füße. Bedienfeld mit integrierten Tasten zum Schutz vor dem Eindringen von Flüssigkeiten. Überladungsschutz. Maßeinheiten einstellbar. Einstellung der korrekten Position mittels Libelle. Externe Kalibrierung. 110-240 V. Garantie 2 Jahre.

METRIA


Artikelnummer	Wägebereich	Ablesbarkeit	Maße Platte	Kalibriergewicht	Stückzahl pro Artikel	Aktionspreis
BYPB-600-001	600 g	0,01 g	128 x 157 mm	500 g M1 (inbegriffen)	1	89,00 €
BYPB-3K0-001	3000 g	0,1 g	145 x 205 mm	2000 g (nicht inbegriffen)	1	89,00 €
BYPB-5K0-001	5000 g	0,01 g	145 x 205 mm	5000 g (nicht inbegriffen)	1	149,00 €

TIMER, DIGITAL, 24 H

Uhr-, Timer- und Countdown-Funktion bis 23 h 59 min 59 s, mit Wecker und Stoppuhrfunktion. Drei Montagemöglichkeiten: Magnet zum Anbringen an metallische Oberflächen, Klammer zum Befestigen an einer Tasche und Clip an der Rückseite zum Aufstellen. Betrieb: 1 x LR44-Batterie (inbegriffen).

METRIA


Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel	Aktionspreis
Im „Vorteilspack“ mit 10 Stück			
TIME-W24-010	Timer, digital, 24 h	10	30,00 €

STERILER PROBENNAHMELOFFEL

Hergestellt aus HIPS (Hochschlagfestes Polystyrol). Einzeln verpackt und durch Strahlung sterilisiert. Ideal zur Reduzierung von Kreuzkontaminationen bei Probenahmeverfahren. Nicht zytotoxisch, entspricht USP Klasse VI und FDA 21 CFR.

astik's


Artikelnummer	Volumen	Griff (mm)	Stückzahl pro Artikel	Aktionspreis
SSSH-E05-200	5 ml	143,5	200	109,00 €

PCR/qPCR-PLATTEN, 96 VERTIEFUNGEN

Optimiert für die meisten Thermocycler-Modelle. Aus Polypropylen USP VI, mit alphanumerischer Codierung. Frei von menschlicher DNA und geprüft DNase-, RNase- und PCR-Inhibitoren-frei.

astik's


Artikelnummer	Volumen	Typ	Stückzahl pro Artikel	Aktionspreis
PCRL-096-100	0,2 ml	PCR, farblos, ohne Rahmen	10 x 10	109,00 €
PCRL-N96-100	0,2 ml	qPCR, farblos, halber Rahmen (erhöht)	10 x 10	139,00 €
PCRL-P96-100	0,1 ml	qPCR, farblos, halber Rahmen	10 x 10	149,00 €
PCRL-L96-100	0,1 ml	qPCR, farblos, halber Rahmen (erhöht)	10 x 10	149,00 €
PCRL-W96-100	0,1 ml	qPCR, weiß-opak, halber Rahmen	10 x 10	159,00 €

KALIUMHYDROXID

M.W.: 56,11 CAS: 1310-58-3 EC: 215-181-3 EC INDEX: 019-002-00-8 TARIC code: 28152000 UN: 1813 IMDG: 8 II UN 1813 ADR: 8 II UN 1813 (E) IATA: 8 II UN 1813

KOH



KALIUMHYDROXID 85% AGR ALS GRANULAT ODER SCHUPPEN	BASICHEM	Artikelnummer	Verpackung	Aktionspreis
Appearance/color White to gray granule or flakes Assay > 85% Chloride (Cl ⁻) < 0.004% Total Nitrogen < 0.001% Phosphate (PO ₄) < 0.001% Silicon dioxide (SiO ₂) < 0.005%	Carbonates (CO ₃) (as K ₂ CO ₃) < 1.5% Sulfates (SO ₄) < 0.002% Heavy metals (Pb) < 0.001% Aluminum (Al) < 0.001% Calcium (Ca) < 0.001% Iron (Fe) < 0.001%	POHY-P0A-1K0	 1 kg	11,00 €

NATRIUMHYDROXID

M.W.: 40,00 CAS: 1310-73-2 EC: 215-185-5 EC INDEX: 011-002-00-6 TARIC code: 28151100 UN: 1823 IMDG: 8 II UN 1823 ADR: 8 II UN 1823 (E) IATA: 8 II UN 1823

NaOH



NATRIUMHYDROXID IN PERLEN 1 - 2 MM AGR	BASICHEM	Artikelnummer	Verpackung	Aktionspreis
Assay > 98% Na ₂ CO ₃ < 0.7% Total N < 0.0005% Cl ⁻ < 0.005% PO ₄ < 0.001% SiO ₂ < 0.005% SO ₄ < 0.003% Heavy metals (Pb) < 0.001%	Ag < 0.0005% Al < 0.001% Ba < 0.0005% Ca < 0.001% Cd < 0.0005% Co < 0.0005% Cu < 0.0005% Fe < 0.0005% Mg < 0.0005% Mn < 0.0005% Ni < 0.0005% Pb < 0.0005% Sr < 0.0005% Zn < 0.0005%	SOHY-P0A-1K0	 1 kg	8,00 €

SALZSÄURE

Restriction: Drugs precursor Cat. 3



M.W.: 36.46 CAS: 7647-01-0 EC: 231-595-7 EC INDEX: 017-002-01-X TARIC code: 28061000 UN: 1789 IMDG: 8 II UN 1789 ADR: 8 II UN 1789 (E) IATA: 8 II UN 1789

HCl

SALZSÄURE 37 % AGR ISO	BASICHEM	Artikelnummer	Verpackung	Aktionspreis
Assay 36.5 - 38% Res. on ignition < 0.0005% As < 0.000005% Cd < 0.000001% Cu < 0.000005% Fe < 0.000005%	Pb < 0.000005% Zn < 0.0001% NH ₄ < 0.0003% Free chlorine < 0.00005% SO ₃ < 0.0002% SO ₄ < 0.0001%	CHAC-0IA-1K0	 1 L	14,00 €
		CHAC-0IA-2K5	 2,5 L	28,00 €
		CHAC-0IA-P04	 4 x 2,5 L	99,00 €

SCHWEFELSÄURE

Restriction: Drugs precursor Cat. 3 + Explosives



M.W.: 98.08 CAS: 7664-93-9 EC: 231-639-5 TARIC code: 28070000 UN: 1830 IMDG: 8 II UN 1830 ADR: 8 II UN 1830 (E) IATA: 8 II UN 1830

H₂SO₄

SCHWEFELSÄURE 95 - 97 % AGR ISO	BASICHEM	Artikelnummer	Verpackung	Aktionspreis
Assay 95 - 97% Assay 95 - 97 Res. on ignition < 0.0005% Cl ⁻ < 0.000005% NO ₃ < 0.00002%	NH ₄ < 0.0001% Subst. red. KMnO ₄ < 0.0002% As < 0.000003% Se < 0.0003% Cd < 0.00001% Cu < 0.00001% Fe < 0.00002% Pb < 0.00001% Zn < 0.00001%	SUAC-6IA-1K0	 1 L	15,00 €
		SUAC-6IA-2K5	 2,5 L	29,00 €
		SUAC-6IA-P04	 4 x 2,5 L	99,00 €

SALPETERSÄURE

Restriction: Explosives precursor



M.W.: 63.01 CAS: 7697-37-2 EC: 231-714-2 EC INDEX: 007-004-00-1 TARIC code: 28080000 UN: 2031 IMDG: 8 (5.1) II UN 2031 ADR: 8 (5.1) II UN 2031 (E) IATA: 8 (5.1) II UN 2031

HNO₃

SALPETERSÄURE 70 % AGR	BASICHEM	Artikelnummer	Verpackung	Aktionspreis
Assay > 69% PO ₄ < 0.0002% Density at 20°C 1.41g/ml Cl ⁻ < 0.00005% Res. on ignition < 0.00025%	Fe < 0.00001% Cu < 0.000001% Mn < 0.000001% SO ₄ < 0.0002% Mg < 0.00001% As < 0.000001% Pb < 0.000001% Zn < 0.000005%	NIAC-00A-1K0	 1 L	18,00 €
		NIAC-00A-2K5	 2,5 L	36,00 €
		NIAC-00A-P04	 4 x 2,5 L	129,00 €



+43 512 284 311
www.unilab.at
unilab@unilab.at
Exlgasse 20
6020 Innsbruck